

Kon Tum, ngày 5 tháng 4 năm 2023

### YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu

Đề nghị các nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia gói thầu cung cấp báo giá các hàng hóa cụ thể:

Số TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Nhóm theo TT04	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	8202-35 Echinococcus	Bộ xét nghiệm Echinococcus IgG là xét nghiệm miễn dịch hấp thụ liên kết enzyme (ELISA) dùng để tầm soát định tính kháng thể IgG kháng Echinococcus sp. trong mẫu huyết thanh người 1. Độ nhạy: 97,9 %. 2. Độ đặc hiệu: 91,7 %. 3. Độ ổn định: - Bộ xét nghiệm ổn định tại 2-8oC trong 12 tháng Tổng thời gian ủ: 20 phút ở nhiệt độ phòng Quy cách: 96 test/hộp	3	Hộp	2	

JK  
6/4/23  
①



2	8119-35 Fasciola	<p>Tầm soát định tính kháng thể IgG kháng Fasciola trong huyết thanh với kỹ thuật miễn dịch hấp thụ liên kết enzyme (ELISA).</p> <p>Tổng thời gian ủ: 20 phút ở nhiệt độ phòng.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Độ nhạy: 100 %.</li> <li>2. Độ đặc hiệu: 100 %.</li> <li>3. Độ ổn định: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ xét nghiệm ổn định tại 2-8oC trong 12 tháng.</li> </ul> </li> </ol> <p>Certificate số: FM 83092  Giấy phép nhập khẩu số: 8362NK/BYT-TB-CT  FDA số: 3689-12-2017 Quy cách: 96 test/hộp</p>	Hộp	2	
3	8206-35 Toxocara	<p>Phát hiện định tính kháng thể IgG kháng Toxocara trong mẫu huyết thanh và huyết tương người sử dụng kỹ thuật xét nghiệm miễn dịch hấp thụ liên kết enzyme (ELISA).</p> <p>Tổng thời gian ủ: 20 phút ở nhiệt độ phòng</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Độ nhạy: 87.5 %.</li> <li>2. Độ đặc hiệu: 93.3 %.</li> <li>3. Độ ổn định: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ xét nghiệm ổn định tại 2-8oC trong 12 tháng</li> </ul> </li> </ol> <p>Quy cách: 96 test/hộp</p>	Hộp	2	3

4	8319-35 Strongyloides	<p>Xét nghiệm Strongyloides ELISA là xét nghiệm miễn dịch hấp thụ liên kết enzyme (ELISA) dùng để phát hiện định tính kháng thể IgG kháng Strongyloides trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người.</p> <p>Bảo quản: 2-80C  Độ nhạy: 100%  Độ đặc hiệu: 100%  Chứng âm- 0.0 đến 0.2 đơn vị OD.  Chứng dương- 0.5 đơn vị OD trở lên.  Quy cách: 96 test/hộp</p>	3	Hộp	2
5	Có định ngoài cấy chân Muller	<p>Có định các gãy thân hai xương cẳng chân. Có định một số trường hợp gãy xương đùi. Kéo chính sửa các biến dạng xương khớp. Tiết trùng bằng hơi nước ở 1210C ; bằng Ethylenoxyde hoặc bằng công nghệ plasma trước khi sử dụng. Gồm: 2 thanh ren đường kính 8mm dài 330mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ, quy cách: bộ gồm khung + 4 định răng Schanz 5.0x150-160mm, không kèm trợ cụ</p>	5	Cái	2

6	Cổ định ngoài qua gói	<p>Khung cố định ngoài chữ T được đóng gói trong túi nilon chưa vô trùng.          Gồm: 2 thanh ren đường kính 8mm dài 650mm, 12 khối chữ nhật, 24 đai ốc, 12 bulông thép không rỉ.          Có định các gậy đầu dưới và 1/3 dưới hai xương cẳng chân.          Tiết trùng bằng hơi nước ở 1210C; bằng Ethylenoxyde hoặc bằng công nghệ plasma trước khi sử dụng, quy cách: bộ gồm khung + 6 định răng Schanz 5.0x200-220mm, không kèm trợ cụ</p>	5	Cái	2
7	Cổ định ngoài liên máu chuyên Hoffmann	<p>Gồm: 1 thanh tròn đường kính 8mm dài 300mm, 2 hệ thông cặp định thép không rỉ.          Cổ định các gậy liên máu chuyên xương đùi          Tiết trùng bằng hơi nước ở 1210C; bằng Ethylenoxyde hoặc bằng công nghệ plasma trước khi sử dụng.          Quy cách: bộ gồm khung + 5 định răng Schanz 5.0x200-220mm, không kèm trợ cụ</p>	5	Bộ	10
8	Mũi khoan xương 3.5 x 200-220mm (Sign nhỏ)	<p>Vật liệu thép 316L, đường kính 3,5mm, dài 200mm. Đóng gói trong túi ép y khoa, quy cách: 1 cái/túi, vô trùng, dùng 1 lần</p>	5	Cái	50
9	Mũi khoan xương 2.7 x 130mm	<p>Vật liệu thép 316L, đường kính 2,7mm, dài 160mm. Đóng gói trong túi ép y khoa          Quy cách: 1 cái/túi, vô trùng, dùng 1 lần</p>	5	Cái	50



10	Mũi khoan xương 3.5 x 150-160mm	Vật liệu thép 316L, đường kính 3,5mm, dài 160mm. Đóng gói trong túi ép y khoa Quy cách: 1 cái/túi, vô trùng, dùng 1 lần	5	Cái	50
11	Nẹp vá sọ Titan 16 lỗ	Độ dày nẹp 1.0 mm, khoảng cách lỗ 5 mm, độ dài nẹp 10 cm, phù hợp với vít Anton Hipp, quy cách: 1 cái/ bịch	3	Cái	6
<b>Tổng cộng: 11 khoản</b>					

Yêu cầu cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế  
Địa chỉ: 224 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP Kon Tum.

PHÒNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG VTTTBYT

NGƯỜI LẬP BẢNG



Yêu Văn Thiện

Cấp Nguyễn Anh Thương

Đỗ Thị Xuân